

MediCap® USB300 Guida alla stampa

Vale per il firmware 110701 e superiori¹

Il MediCap USB300 può stampare immagini sulla stampante a colori per uso medico Sony UP-DR80MD². Per informazioni dettagliate su questa stampante si rinvia alla documentazione messa a disposizione da Sony.

Modalità di collegamento della stampante

Collegare la stampante a una delle porte USB sul retro dell'USB300 mediante il cavo a corredo della stampante. Innestare il cavo di potenza della stampante in una presa a muro. Sincerarsi che la stampante sia accesa e carica di carta e inchiostro. Sulla stampante o sull'USB300 non occorre alcuna configurazione.

Modalità di stampa

Quando si stampa, si caricano una, due o tre immagini in una "coda di stampa", stampando poi una pagina contenente le immagini. Seguendo questi passaggi si premono solo pulsanti sull'USB300; sulla stampante non occorre premerne.

1. Dopo la registrazione di alcune immagini entrare in "modo revisione" premendo il pulsante *Selezione*.
2. Usare i pulsanti avanti e indietro (pulsanti freccia) per visualizzare un'immagine che si desidera stampare.
3. Premere il pulsante *Menu*. Viene visualizzata la schermata Stampa. Questa schermata prevede tre possibilità: Indietro, Stampa e Stampa immediata.
4. Scegliere Stampa. In tal modo viene caricata la prima immagine in coda di stampa.
5. Selezionare Indietro. In tal modo si torna al modo revisione.
6. Ripetere i passaggi da 2 a 5 per caricare una seconda e terza immagine in coda di stampa.
7. Quando viene caricata la terza immagine in coda di stampa, la pagina contenente le tre immagini viene stampata automaticamente, vuotando la coda di stampa.

Per stampare meno di tre immagini, scegliere Stampa immediata dopo aver caricato una o due immagini.

Note sulla stampa

- Il numero di caso viene stampato nella parte superiore di ogni pagina e il numero d'immagine vicino a ogni immagine. Se si usa la funzione dati paziente, questi sono stampati nell'alto di ogni pagina (cognome, nome ecc.).
- L'angolo sinistro inferiore della schermata di stampa mostra il numero delle pagine rimanenti sul rotolo di carta della stampante.
- Normalmente le immagini si stampano dalla sessione paziente attuale. Per stampare immagini da sessioni paziente precedenti, usare la funzione Revisione paziente.³ Per usare questa funzione, passare al menu Avanzate e selezionare "Gestione archiviazione", quindi scegliere "Revisione paziente". Ciò consente di visualizzare immagini da sessione paziente precedenti. Se si vede un'immagine che si desidera stampare, premere il pulsante *Menu* (passaggio 3 sopra). Per maggiori informazioni sulla funzione Revisione paziente vedere la *Guida utente USB300* reperibile nella sezione Assistenza in medicapture.com.
- Se la spina della stampante non è innestata nell'USB300, la schermata di stampa non viene visualizzata quando si preme il pulsante *Menu* in modo revisione (passaggio 3 sopra).

¹ Questo documento vale per i registratori video USB300 dotati di firmware versione 110701 e superiori. Per controllare la propria versione firmware, usare l'opzione Impostazioni correnti del menu Avanzate. Per la documentazione su versioni anteriori del firmware vedere medicapture.com/support. Per assistenza nell'aggiornamento del firmware inviare un'email a support@medicapture.com.

² Attualmente altri modelli di stampante non sono ammessi.

³ Non disponibile su unità configurate per registrare su unità di rete.